


# Machen Sie das Smartphone zu einem sicheren Drahtlosmikrofon

Mit PowerMic™ Mobile können medizinische Fachkräfte klinische Dokumente per Sprache erstellen – mit einem Smartphone als Drahtlosmikrofon

## Gewohnter PowerMic-Komfort mit noch mehr Freiheit

PowerMic Mobile macht Ihr Smartphone zu einem sicheren Drahtlosmikrofon für klinische Spracherkennungslösungen unter Windows.

PowerMic Mobile ist für Dragon Medical Direct optimiert und gibt Ärzten und Pflegepersonal die Freiheit, zwischen Arbeitsstationen, Räumen und Einsatzorten zu wechseln und ihre Dokumente am PC zu erstellen – mit einem Smartphone als Drahtlosmikrofon.



### Herunterladen

Ärzte laden die iPhone- oder Android-App einfach aus dem jeweiligen App-Store herunter.



### Verbinden

Nach der Anmeldung an einem unterstützten PC wird das Smartphone des Benutzers automatisch an die Arbeitsstation gekoppelt und kann über eine Drahtlosverbindung für die Audioaufzeichnung genutzt werden.



### Erfassen

Das Gesprochene wird über das Mikrofon des Smartphones – wie bei einem PowerMic mit programmierbaren Tasten – erfasst und direkt an die Desktop-Spracherkennungslösung von Nuance weitergeleitet.

PowerMic Mobile sorgt für mehr Produktivität und Benutzerfreundlichkeit und bietet Unterstützung für virtualisierte EPA-Bereitstellungen, programmierbare Tasten und eine 256-Bit-Verschlüsselung mit durchgängiger Sicherheit über WLAN oder Mobilfunknetze. Damit können Ärzte PowerMic Mobile als zusätzliches Eingabegerät oder anstelle von durch PowerMic u. a. unterstützte Hand- oder Headset-Mikrofone nutzen.

## Funktionen und Vorteile



### Mehr Mobilität im Krankenhaus

Ärzte und Pflegepersonal können bei einem Patientenbesuch die zugehörigen Unterlagen an jeder beliebigen Arbeitsstation ausfüllen, und zwar mit oder ohne Kabelmikrofon.



### Zentrale Verwaltung und Skalierbarkeit

Dank hoher Skalierbarkeit wächst PowerMic Mobile mit Ihrer Einrichtung. Zudem lassen sich Benutzerkonten und Einstellungen komfortabel und zentral online konfigurieren und verwalten.



### Funktioniert mit virtuellen Desktops

Ob Desktop oder Thin Client, im Büro oder unterwegs: PowerMic Mobile bietet medizinischem Personal im Krankenhaus, in der Klinik oder zu Hause mehr Mobilität mit hersteller- und geräteunabhängiger Unterstützung für virtualisierte EPA-Systeme.



### Automatische Kopplung von Arbeitsstationen

PowerMic Mobile verfügt über mehrere intuitive Mechanismen für die Kopplung von Mobilgeräten mit Zielanwendungen: Anmelde-ID für Windows, Benutzername für Nuance-Anwendungen und tokenbasierte Kopplung.



### Programmierbare Tasten

PowerMic Mobile bietet programmierbare Bildschirmtasten zum Steuern von Audioaufzeichnungen, zum Navigieren durch Vorlagen und zum mühelosen Durchsuchen klinischer Dokumente für die Überprüfung und Bearbeitung. Nie war Diktieren so einfach.



### Kompatibel mit iOS und Android

Die Verteilung der App über den Apple Store und Google Play Store erleichtert das Roll-out an Endbenutzer erheblich.



### Perfekte Ergänzung für PowerMic-Mikrofone

Für jeden Arzt und jeden Workflow die passende Lösung: In Gesundheitsorganisationen können sowohl PowerMic-Kabelmikrofone als auch PowerMic Mobile eingesetzt werden.



### Optimale Eignung für Nuance-Lösungen

Die für den Einsatz mit beliebigen Windows-basierten Desktop-Lösungen konzipierte PowerMic Mobile-Anwendung wurde umfangreichen Tests unterzogen und für die Verwendung mit Dragon Medical Direct und anderen Nuance-Lösungen für das Gesundheitswesen optimiert.

---

„PowerMic Mobile hat viel Begeisterung rund um Mobilität und Technologie und damit für Dragon Medical und die medizinische Dokumentation ausgelöst.“

– Dr. Stephanie Lahr  
Krankenhaus-IT-Leiterin  
Kootenai Health

---

### Systemanforderungen

Gehosteter Nuance Management Server (NMS) und Volumenlizenz erforderlich. Mindestanforderungen: iPhone 5 (mit iOS 9.35+) oder Android 6 mit WLAN bzw. Internetverbindung und Windows 8.1 PC.

## Sind Sie bereit für ganz neue Dokumentationsprozesse?

 [www.nuance.de/gesundheit](http://www.nuance.de/gesundheit)

### Über Nuance Communications

Nuance Communications (NASDAQ: NUAN) ist Pionier und Marktführer im Bereich der dialogorientierten KI für alle Arbeits- und Lebensbereiche. Das Unternehmen liefert Lösungen, die verstehen, analysieren und reagieren, mit dem Ziel die menschliche Intelligenz zu bereichern sowie Produktivität und Sicherheit zu erhöhen. Nuance besitzt jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung und Anwendung von KI und bietet Lösungen u.a. für das Gesundheits- und Rechtswesen, die Finanz- und Versicherungsbranche, Telekommunikation und Versorgungswirtschaft. Tausende von Unternehmen arbeiten mit Nuance zusammen für eine intelligenteren, vernetzteren Welt. Weitere Informationen finden Sie unter [nuance.de](http://nuance.de)